

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Art3 Rabbit Pab - Q13508

품목 번호: CM0024039

소개

인간 ART3 (ARTC3), ecto-ADP-ribosyltransferase 3에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었으며 랫트와 교차 반응합니다. 고환 특이적 단백질 검출 및 세포막 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ART3 Rabbit pAb
비고/별칭	ARTC3; ART3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	419
GeneID	419
면역원	인간 ART3 (NP_001123488)의 아미노산 50-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 랫트(Rat)
SWISS	Q13508
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백