

Wb, Elisa용 Anti-Art5 폴리클로날 항체 - Q96L15

품목 번호: CM0024938

소개

웨스턴 블롯팅(WB) 및 ELISA에 대해 검증된 인간 ART5(ARTC5)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 ART5(32 kDa)를 검출합니다. 외부 ADP-리보실전이효소 5 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ART5 Rabbit pAb
비고/별칭	ARTC5; ART5
종	인간
GeneID (Human)	116969
GeneID	116969
면역원	인간 ART5 (NP_443750.2)의 아미노산 23-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q96L15
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백