


Wb, Elisa용 Anti-Artn 토끼 다클로날 항체 - Q5T4W7

품목 번호: CM0030343



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 Artemin(ARTN)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 말초 신경세포 생존, 도파민성 신경세포 지원 및 RET/GFRα3 신호 전달 경로 조사에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARTN Rabbit pAb
비고/별칭	ART; EVN; NBN; ENOVIN; ARTN
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9048
GeneID	9048
면역원(Immunogen)	제조합 단백질: 인간 ARTN (NP_476432.2)의 아미노산 122-220에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q5T4W7
단백질 분자량	23kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)