

Anti-Arvcf 토끼 다클론 항체, Wb, If/Icc, Elisa용 - O00192

품목 번호: CM0023380

소개

인간 ARVCF를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 생쥐와 쥐 오소로그를 검출합니다. 대체 스플라이싱 및 세포 접착 기전 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARVCF 토끼 pAb
비고/별칭	ARVCF
종	인간
유전자ID (인간)	421
유전자ID	421
면역원	합성 펩타이드 (인간 ARVCF (NP_001661.1)의 아미노산 1-100번 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드)
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	O00192
단백질 분자량	105kDa
배송 방식	아이스백