

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Arx 다클론 항체 - Q96Qs3

품목 번호: CM0020607

소개

인간 ARX에 대한 토끼 다클론 항체로, 뇌 발달과 체장 세포 분화에 관여하는 호메오박스 전사인자입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ARX 토끼 pAb
비고/별칭	ISSX; PRTS; CT121; EIEE1; MRX29; MRX32; MRX33; MRX36; MRX38; MRX43; MRX54; MRX76; MRX87; MRXS1; ARX
종	인간
유전자 ID (인간)	170302
면역원	인간 ARX(NP_620689.1)의 아미노산 500번부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96QS3
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스팩