

Anti-Asah1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q13510

품목 번호: CM0015225



소개

인간 산성 세라미데이스(ASAHI1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB), 면역형광/면역세포화학(IF/ICC), ELISA에 사용 가능합니다. 스핑고지질 대사 및 세라마이드 관련 신호 전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ASAHI1 Rabbit pAb
비고/별칭	AC, PHP, ASAH, PHP32, ACDase, SMAPME, ASAH1
종	인간(Human)
GeneID (Human)	427
GeneID	427
면역원	인간 ASAH1 (NP_001120977.1)의 아미노산 140-389에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼(Rabbit)
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13510
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백