

Wb용 Anti-Asap2 다클론 항체 - O43150

품목 번호: CM0022113

소개

인간 ASAP2(DDEF2/PAG3)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 교차 반응성을 보입니다. 소포 수송 및 세포 이동 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASAP2 토끼 pAb
비고/별칭	PAP; PAG3; AMAP2; DDEF2; SHAG1; CENTB3; Pap-alpha; ASAP2
종	인간
유전자 ID(인간)	8853
유전자 ID	8853
면역원	인간 ASAP2(NP_001128663)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	O43150
단백질 분자량	112kDa
배송	아이스팩