

Anti-Asb13 폴리클론항체, Wb, Elisa용 - Q8Wxk3

품목 번호: CM0015121

소개

인간 ASB13에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차반응함. ASB13은 SCF 유사 E3 유비퀴틴 리가아제의 기질 인식 구성 요소로서 단백질 분해를 매개합니다. 유비퀴틴화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ASB13 Rabbit pAb
비고/별칭	ASB13
종	인간
유전자 ID (인간)	79754
유전자 ID	79754
면역원	재조합 단백질 인간 ASB13 (NP_078977.2)의 아미노산 1-278에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	Q8W XK3
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스팩