

Wb, Elisa용 Anti-Asb17 다클론 항체 - Q8Vhp9

품목 번호: CM0021669

소개

ASB17(Ankyrin repeat and SOCS box protein 17)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 쥐 종과 교차 반응합니다. 단백질 무게는 약 34 kDa입니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASB17 토끼 pAb
비고/별칭	4933436O18Rik; ASB17
종	인간
GeneID (인간)	66772
GeneID	66772
면역원	마우스 ASB17(NP_080034.2)의 78-177 아미노산 서열에 해당하는 재조합 용합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q8VHP9
단백질 무게	34kDa
배송	아이스팩