

Wb 및 Elisa용 Anti-Asb2 토끼 다클론 항체 - Q96Q27

품목 번호: CM0022811

소개

인간 ASB2를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 인간과 랫드에서 반응성을 보입니다. 심장 및 조혈 연구에서 유비퀴틴 매개 분해를 연구하는 데 이상적입니다. SWISS: Q96Q27.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASB2 토끼 pAb
비고/별칭	ASB-2; ASB2
종	인간
유전자 ID (인간)	51676
유전자 ID	51676
면역원	인간 ASB2(NP_057234.2)의 아미노산 448-587에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q96Q27
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스팩