

Anti-Asb3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y575

품목 번호: CM0023040



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 토끼 다클로날 항체로, 인간 ASB3에 반응합니다. 인간, 마우스 및 랫트 ASB3를 인식합니다. 유비쿼틴-프로테아좀 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASB3 Rabbit pAb
비고/별칭	ASB-3; ASB3
종(Species)	Human
GeneID (Human)	51130
GeneID	51130
면역원(Immunogen)	인간 ASB3 (NP_057199.1)의 아미노산 1-145에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9Y575
단백질 분자량(Protein Weight)	58kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)