

Ihc-P, Elisa용 항-Asb4 다클론 항체 - Q9Y574

품목 번호: CM0024663

소개

IHC-P 및 ELISA에서 검증된 고품질 토끼 유래 항-ASB4 다클론 항체입니다. 혈관 발달과 유비퀴틴화에 관여하는 SOCS-box E3 리게이스인 인간 및 마우스 ASB4를 인식합니다. 연구용으로 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	ASB4 토끼 pAb
비고/별칭	ASB-4; ASB4
종	인간
유전자 ID (인간)	51666
유전자 ID	51666
면역원	제조합 단백질 인간 ASB4 (NP_665879.1)의 아미노산 1-300번 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y574
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스백