

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ascc3 Rabbit Polyclonal Antibody - Q8N3C0

품목 번호: CM0027892



소개

인간 ASCC3(asc1p200/HELIC1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 마우스와 교차반응함. DNA 알킬화 수리 및 리보솜 품질관리에 관여하는 ~251 kDa 단백질을 검출. 연구용으로 이상적. UniProt Q8N3C0.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ASCC3 Rabbit pAb
비고/별칭	RNAH; HELIC1; ASC1p200; ASCC3
종	인간
GeneID (인간)	10973
GeneID	10973
면역원	인간 ASCC3 (NP_071374.1)의 아미노산 1-111에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8N3C0
단백질 분자량	251kDa
배송	아이스백