

## Anti-Ascl4 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q6Xd76

품목 번호: CM0006492

### 소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용 고품질의 Anti-ASCL4 토끼 단일클론 항체입니다. 피부 발달에 관여하는 전사 인자인 인간 ASCL4에 특이적입니다. 피부과 및 발생 생물학 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | ASCL4 Rabbit mAb                                             |
| 비고/별칭                    | ASH-4; HASH4; bHLHa44; ASCL4                                 |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                    |
| GeneID                   | 121549 (Human)                                               |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 ASCL4 (NP_982260.3)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                   |
| 카테고리                     | 단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)                               |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IF/ICC, ELISA                                            |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human)                                                    |
| SWISS                    | Q6XD76                                                       |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 19kDa                                                        |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                               |