

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ascl4 토끼 다클론 항체 - Q6Xd76

품목 번호: CM0016351

소개

인체 ASCL4(bHLHa44)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 사람, 마우스 및 쥐 샘플에서 Western blot, IHC-P 및 ELISA 검증을 마쳤습니다. 피부 발달 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASCL4 토끼 pAb
비고/별칭	ASH-4; HASH4; bHLHa44; ASCL4
종	인체(Human)
GeneID (인체)	121549
GeneID	121549
면역원	인체 ASCL4(NP_982260.3)의 1-70 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체(Polyclonal Antibodies)
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	Q6XD76
단백질 무게	19 kDa
배송	아이스팩