


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Asc/Tms1 토끼 단일클론 항체 - Q9U1z3

품목 번호: CM0007471



소개

Western blot, IHC-P 및 ELISA용 인간 ASC/TMS1(PYCARD) 토끼 단일클론 항체. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포사멸 및 인플라마솜 신호전달에서 중요한 어댑터입니다. 면역학 및 종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASC/TMS1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
종	인간
유전자 ID(인간)	29108
유전자 ID	29108
면역원	인간 ASC/TMS1(NP_037390.2)의 아미노산 4-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9ULZ3
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩