


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Asc/Tms1 토끼 다클론 항체 - Q9U1z3

품목 번호: CM0023109



소개

인간 ASC/TMS1(Q9ULZ3)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포사멸 및 인플라마좀 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASC/TMS1 토끼 pAb
비고/별칭	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
종	인간
GeneID (인간)	29108
GeneID	29108
면역원	인간 ASC/TMS1(NP_037390.2)의 아미노산 1-91에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9ULZ3
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩