


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Asgr1 폴리클로날 항체 - P07306

품목 번호: CM0027591



소개

인간 ASGR1을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. ASGR1은 당단백질 제거, 혈소판 제거 및 SARS-CoV-2 진입을 매개하는 간세포 특이 렉틴입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASGR1 Rabbit pAb
비고/별칭	HL-1; ASGPR; ASGPR1; CLEC4H1; ASGR1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	432
GeneID	432
면역원	인간 ASGR1 (NP_001662.1)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P07306
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)