


Wb, Elisa용 Anti-Asgr2 다클론 항체 - P07307

품목 번호: CM0018299



소개

CamelBio의 Anti-ASGR2 다클론 항체(토끼)는 인간 ASGR2를 검출하며, 마우스 및 랫드와 교차 반응하고 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 아시아로당단백질의 세포내섭취 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASGR2 토끼 pAb
비고/별칭	HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2; ASGR2
종	인간
GeneID (인간)	433
GeneID	433
면역원	인간 ASGR2의 아미노산 131-287에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_550435.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P07307
단백질 분자량	35 kDa
배송	아이스팩