


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Asgr2 토끼 단일클론 항체 - P07307

품목 번호: CM0009915



소개

WB, IF-P, ELISA용으로 검증된 Anti-ASGR2 토끼 단일클론 항체입니다. 탈시아릴화 당단백질의 엔도사이토시스를 매개하는 인간 아시아로당단백질 수용체 2(ASGR2, HL-2, CLEC4H2)를 표적으로 합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASGR2 토끼 mAb
비고/별칭	HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2
종	인간
GeneID (인간)	433
GeneID	433
면역원	인간 ASGR2(NP_550435.1)의 아미노산 80-311에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P07307
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스팩