


Anti-Asgr2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P07307

품목 번호: CM0029411



소개

인간 ASGR2 (Asialoglycoprotein receptor 2)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었으며 인간 및 마우스와 반응합니다. 간 세포 글리코단백질 엔도사이토시스 및 간 타겟팅 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASGR2 Rabbit pAb
비고/별칭	HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2; ASGR2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	433
GeneID	433
면역원(Immunogen)	인간 ASGR2 (NP_550435.1)의 아미노산 58-287에 해당하는 재조합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P07307
단백질 분자량	35kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)