


Wb, Ihc, If, Elisa용 항-Ash2L 단클론 항체 - Q9Ubl3

품목 번호: CM0010668



소개

인간 ASH2L(ASH2, Bre2)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트를 인식합니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IF-P 및 ELISA에 적합합니다. UniProt Q9UBL3.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASH2L 토끼 mAb
비고/별칭	ASH2, Bre2, ASH2L1, ASH2L2, ASH2L
종	인간
유전자ID (인간)	9070
유전자ID	9070
면역원	인간 ASH2L (Q9UBL3)의 아미노산 529-628번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UBL3
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스 팩