


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Asl 다클론 항체 - P04424

품목 번호: CM0025272



소개

인간 ASL(아르기니노숙시네이트 라이제)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 요소 회로 및 아르기닌 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASL 토끼 pAb
비고/별칭	ASAL; ASL
종	인간
유전자ID (인간)	435
유전자ID	435
면역원	재조합 단백질 인간 ASL(NP_000039.2)의 아미노산 289-464에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P04424
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 팩