

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Asmt 토끼 다클론 항체 - P46597

품목 번호: CM0027805



소개

사람, 생쥐, 쥐에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 항-ASMT 토끼 다클론 항체입니다. 멜라토닌 생합성의 핵심 효소인 아세틸세로토닌 O-메틸트랜스퍼라제를 표적으로 합니다. 송과체 및 일주기 리듬 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASMT 토끼 pAb
비고/별칭	ASMTY; HIOMT; HIOMTY; ASMT
종	사람
유전자 ID (사람)	438
유전자 ID	438
면역원	사람 ASMT(NP_001164510.1)의 아미노산 1-298에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P46597
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백