


Wb, If/Icc, Elisa용 항Asna1 토끼 다클론 항체 - O43681

품목 번호: CM0029443



소개

인간 ASNA1(GET3/TRC40)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 테일 앵커드 단백질 수송 및 소포체 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASNA1 토끼 pAb
비고/별칭	ARSA1; ASNA1; CMD2H; TRC40; ARSA-I; ASNA-I
종	인간
유전자ID (인간)	439
유전자ID	439
면역원	인간 ASNA1(NP_004308.2)의 아미노산 1-348에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O43681
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백