


Wb, Elisa용 항-Asns 토끼 단클론 항체 - P08243

품목 번호: CM0002823



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 항-ASNS 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 아스파라긴 생합성과 세포 주기 조절에 필수적인 글루타민 의존성 리가아제인 아스파라긴 합성효소(P08243)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ASNS 토끼 단클론 항체
비고/별칭	TS11; ASNSD; ASNS
종	인간
유전자 ID (인간)	440
유전자 ID	440
면역원	인간 ASNS (P08243)의 아미노산 450-550 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
발원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P08243
단백질 분자량	64kDa
배송 방식	아이스팩 포장