


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Asns 토끼 다클로날 항체 - P08243

품목 번호: CM0026251



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-ASNS 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 아스파라긴 생합성 및 세포 주기 조절 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	ASNS Rabbit pAb
비고/별칭	TS11; ASNSD; ASNS
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	440
GeneID	440
면역원(Immunogen)	인간 ASNS (NP_001664.3)의 아미노산 212-561에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P08243
단백질 분자량(Protein Weight)	64kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)