


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Asns 토끼 다클론 항체 - P08243

품목 번호: CM0016742



소개

CamelBio는 인간, 마우스, 랫드에서 WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 항-ASNS 토끼 다클론 항체를 제공합니다. 아스파라긴 합성효소(P08243)를 표적으로 하며, 아스파라긴 생합성 및 세포 주기 조절에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASNS 토끼 pAb
비고/별칭	TS11, ASNSD, ASNS
종	인간
GeneID (인간)	440
GeneID	440
면역원	인간 ASNS(NP_001664.3)의 아미노산 262-561에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P08243
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스팩