

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Aspa 토끼 다클론 항체 - P45381

품목 번호: CM0026158



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 아스파토아실라제(ASPA)에 대한 토끼 다클론 항체. 사람, 마우스, 래트와 반응합니다. N-아세틸아스파르테이트 대사, 백질 유지 및 카나반 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ASPA 토끼 pAb
비고 / 별칭	ASP; ACY2; ASPA
종	사람
유전자ID (사람)	443
유전자ID	443
면역원	사람 ASPA(NP_001121557.1)의 아미노산 1-313에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P45381
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩