

If/Icc, Elisa용 Anti-Asph 폴리클로날 항체 - Q12797

품목 번호: CM0030970



소개

이 토끼 폴리클로날 항체는 인간 ASPH(아스파르테이트 베타-하이드록실레이즈로도 알려짐)를 인식합니다.

면역형광(IF/ICC) 및 효소 결합 면역 흡착 분석(ELISA)에 적합하며, 칼슘 신호 전달 및 번역 후 변형 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASPH Rabbit pAb
비고/별칭	AAH; BAH; HAAH; JCTN; FDLAB; junctin; CASQ2BP1; ASPH
종	Human (인간)
GeneID (Human)	444
GeneID	444
면역원	제조항 단백질 인간 ASPH (NP_001158227.1)의 아미노산 81-270에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	Q12797
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백