


Anti-Aspscr1 (Tug) 토끼 다클로날 항체 [Wb, If/Icc, Ip용] - Q9Bze9

품목 번호: CM0031001



소개

웨스턴 블롯(Western blot), 면역형광법, 면역침전, ELISA용 ASPSCR1 (TUG)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 마우스, 랫트와 반응합니다. GLUT4 트래피킹 및 인슐린 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TUG/ASPSCR1 Rabbit pAb
비고/별칭	TUG; ASPL; ASPs; RCC17; UBXD9; UBXN9; ASPCR1
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	79058
GeneID	79058
면역원(Immunogen)	사람 TUG/ASPSCR1 (NP_076988.1)의 아미노산 284-553에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9BZE9
단백질 분자량	60kDa
배송(Shipping)	아이스팩