

Anti-Asun/Ints13 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Nvm9

품목 번호: CM0007394



소개

Anti-ASUN/INTS13 (Integrator complex subunit 13) 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 전사 종결 및 세포 주기 조절에 관여하는 인테그레이터 복합체의 핵심 구성 요소인 인간 ASUN/INTS13을 인식합니다. 진단 및 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ASUN/INTS13 토끼 mAb
비고/별칭	ASUN; GCT1; NET48; Mat89Bb; SPATA30; C12orf11; ASUN/INTS13
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	55726
GeneID	55726
면역원(Immunogen)	인간 ASUN/INTS13의 아미노산 200-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. (NP_060634.2)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9NVM9
단백질 분자량	80kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)