


Anti-Asymmetric Dimethyl-Histone H3-R17 Rabbit Polyclonal Antibody (Q16695/P68431) For Wb, If/Icc, Elisa

품목 번호: CM0000282



소개

아르지닌 17에서 비대칭 디메틸-히스톤 H3(H3R17me2a)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 넓은 교차 반응성이 예측됩니다. 후성유전적 조절에 필수적인 핵심 뉴클레오솜 구성 요소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R17 Rabbit pAb
비고/별칭	H3/j; H3C1; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FJ; H3C10; H3C11; HIST1H3J; Asymmetric DiMethyl-Histone H3-R17
종	인간
GeneID (인간)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	메틸화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (넓은 범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백