


Wb, Elisa용 항At1R/Agtr1 단클론 항체 - P30556

품목 번호: CM0010071



소개

인간 AT1R/AGTR1을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에 적합합니다. 혈압 조절 및 바이러스 침투에 관여하는 GPCR인 1형 안지오텐신 II 수용체를 검출합니다. 심혈관 및 감염성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AT1R/AGTR1 토끼 mAb
비고/별칭	AT1; AG2S; AT1B; AT1R; ATR1; AT1AR; AT1BR; AT2R1; HAT1R; AGTR1B; AT1R/AGTR1
종	인간
GeneID (인간)	185
GeneID	185
면역원	인간 AT1R/AGTR1 (P30556)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P30556
단백질 분자량	41kDa
배송 방법	아이스백