

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Atad3A 폴리클로날 항체 - Q9Nvi7

품목 번호: CM0029582

소개

사람 ATAD3A를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA 적용에 적합합니다. 미토콘드리아 네트워크 조직 및 대사를 포함한 미토콘드리아 생물학 연구에 검증되었습니다. 쥐와 랫드와 교차 반응합니다. 암 및 신경퇴행성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATAD3A Rabbit pAb
비고/별칭	ATAD3A; HAYOS; ATPase family; ATAD3A/B
종	사람
유전자 ID (Human)	55210
유전자 ID	55210
면역원	재조합 단백질 사람 ATAD3A (NP_001164006.1)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫드
SWISS	Q9NVI7
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백