

Wb, If/Icc 및 Elisa용 Anti-Atad3A/Atad3B 토끼 다클론 항체 - Q9Nvi7 / Q5T9A4

품목 번호: CM0021642

소개

인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 ATAD3A 및 ATAD3B 표적 토끼 다클론 항체입니다. 미토콘드리아 연구 및 세포 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATAD3A/ATAD3B 토끼 pAb
비고/별칭	TOB3; AAA-TOB3; ATAD3A/ATAD3B
종	인간
GeneID (인간)	55210/83858
GeneID	55210/83858
면역원	재조합 단백질
항체 출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NVI7/Q5T9A4
단백질 분자량	71/73kDa
배송	아이스팩