

Anti-Ataxin-3 (Atxn3) 토끼 단일클론 항체 - Wb 및 Elisa용 - P54252

품목 번호: CM0006632



소개

Anti-Ataxin-3 (ATXN3) 토끼 단일클론 항체는 웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA용으로 검증되었으며, 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 가집니다. 신랄성 퇴행, 단백질 항상성, 및 데유비퀴틴화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Ataxin-3 (ATXN3) Rabbit mAb
비고/별칭	AT3; JOS; MJD; ATX3; MJD1; SCA3; Ataxin-3 (ATXN3)
종	사람(Human)
GeneID (사람)	4287
GeneID	4287
면역원	사람 Ataxin-3 (ATXN3) (NP_004984.2)의 아미노산 190-361에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P54252
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)