

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항 Ataxin-3 (Atxn3) 토끼 다클론 항체 - P54252

품목 번호: CM0013674



소개

인간 Ataxin-3 (ATXN3)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 마차도-조셉병과 유비퀴틴 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Ataxin-3 (ATXN3) 토끼 pAb
비고/별칭	AT3; JOS; MJD; ATX3; MJD1; SCA3; Ataxin-3 (ATXN3)
종	인간
유전자 ID	4287
면역원	인간 Ataxin-3 (ATXN3)의 아미노산 1-361에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질 (NP_004984.2)
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P54252
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백