


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Atf2 다클론 항체 [Ko 검증 완료] - P15336

품목 번호: CM0022025



소개

ATF2(CREB2, HB16)에 대한 KO 검증 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드에서 WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 전사 조절, 세포사멸 및 DNA 손상 반응 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] ATF2 토끼 pAb
비고/별칭	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; F2
종	인간
GeneID (인간)	1386
GeneID	1386
면역원	ATF2(NP_001871.2)의 아미노산 110-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P15336
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스팩