


Anti-Atf2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P - P15336

품목 번호: CM0015577



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 토끼 폴리클로날 ATF2 항체. 인간, 마우스, 랫드 ATF2 단백질(~55kDa)을 검출합니다. 전사 조절 및 DNA 손상 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATF2 Rabbit pAb
비고/별칭	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; ATF2
종	인간
GeneID (인간)	1386
GeneID	1386
면역원	재조합 단백질 인간 ATF2 (NP_001871.2)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P15336
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백