

Wb용 항-Atf3 토끼 단일클론 항체 - P18847

품목 번호: CM0012090

소개

WB, IP, ChIP, ELISA에서 검증된 ATF3 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 ATF3(유전자 ID 467)을 표적으로 하며 마우스와 교차반응합니다. 재조합 면역원(아미노산 1-77)을 사용했습니다. 전사 및 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] ATF3 토끼 mAb
비고/별칭	ATF3
종	인간
유전자ID (인간)	467
유전자ID	467
면역원	인간 ATF3 (NP_001665.1)의 아미노산 1-77에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, ChIP, ELISA
교차반응성	인간, 마우스
SWISS	P18847
단백질 분자량	12-21 kDa
배송 방식	아이스 팩