

Wb, Elisa용 Anti-Atf3 토끼 다클로날 항체 - P18847

품목 번호: CM0019411

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-ATF3 토끼 다클로날 항체로, 사람, 쥐, 랫트 ATF3와 반응합니다. 전사 조절 및 스트레스 반응 연구에 이상적입니다. P18847.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ATF3 Rabbit pAb
비고/별칭	ATF3
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	467
유전자 ID	467
항원(Immunogen)	사람 ATF3 (NP_001665.1)의 아미노산 1-181에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P18847
단백질 분자량	21 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)