

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Atf3 토끼 다클로날 항체 - P18847

품목 번호: CM0017091

소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 ATF3 특이적 토끼 다클로날 항체입니다. 스트레스 유발성 전사 조절 연구에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATF3 Rabbit pAb
비고/별칭	ATF3
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	467
면역원	사람 ATF3 (NP_001665.1)의 아미노산 1-181에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P18847
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩