


Wb, If/Icc, Elisa용 항Atf4 다클론 항체 - P18848

품목 번호: CM0014132



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 고품질 ATF4 토끼 다클론 항체입니다. 통합 스트레스 반응, ER 스트레스 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATF4 토끼 pAb
비고/별칭	CREB2; TXREB; CREB-2; TAXREB67; ATF4
종	인간
유전자ID (인간)	468
유전자ID	468
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P18848
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 팩