

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Atf4 Rabbit Pab - P18848

품목 번호: CM0019521



소개

인간 ATF4(CREB2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응. ATF4는 세포 스트레스 반응 및 대사에서 핵심 전사인자입니다. ER 스트레스, 골 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATF4 Rabbit pAb
비고/별칭	CREB2; TXREB; CREB-2; TAXREB67; ATF4
종	인간
GeneID (인간)	468
GeneID	468
면역원	재조합 단백질 (인간 ATF4 (NP_001666.2)의 아미노산 260-351 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질)
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P18848
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백