

Wb, Ihc-P, If/Icc 및 Elisa용 Anti-Atf5 토끼 다클론 항체 - Q9Y2D1

품목 번호: CM0021088

소개

인간 ATF5에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 검증 완료. 웨스턴 블롯에서 약 31 kDa의 밴드를 검출합니다. 인간, 마우스 및 쥐와 반응하며, 전사 조절 및 신경생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 사양                                                             |
| 제품명         | ATF5 토끼 pAb                                                    |
| 비고/별칭       | ATFX; HMFN0395; ATF5                                           |
| 종           | 인간                                                             |
| 유전자 ID (인간) | 22809                                                          |
| 면역원         | 인간 ATF5의 아미노산 101-282에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_036200.2). |
| 출처          | 토끼                                                             |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                         |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                       |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 쥐                                                     |
| SWISS       | Q9Y2D1                                                         |
| 단백질 무게      | 31kDa                                                          |
| 배송          | 아이스팩                                                           |