

Anti-Atf6 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Chip, Elisa - P18850

품목 번호: CM0010109

소개

사람 ATF6를 표적으로 하는 고품이성 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IP, ChIP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 마우스와 반응합니다. UPR 및 ER 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATF6 Rabbit mAb
비고/별칭	ACHM7; ATF6A; ATF6
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	22926
유전자 ID	22926
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IP, ChIP, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P18850
단백질 크기	75 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)