

Anti-Atf6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P18850

품목 번호: CM0017834

소개

인간 ATF6(ATF6A)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론 항체. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트에 반응합니다. 단백질 비접힘 반응 및 ER 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATF6 Rabbit pAb
비고/별칭	ACHM7; ATF6A; ATF6
종	인간
GeneID (인간)	22926
GeneID	22926
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P18850
단백질 분자량	75 kDa
배송	아이스백