

Anti-Atf7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P17544

품목 번호: CM0026486

소개

사람 ATF7를 표적으로 하는 토끼 다클로널 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. ATF7는 선천성 면역, 지방세포 분화 및 텔로미어 유지 관여에 관여하는 스트레스 반응성 크로마틴 조절 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATF7 Rabbit pAb
비고/별칭	ATFA; ATF7
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	11016
GeneID	11016
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	P17544
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)