


Anti-Atf7Ip Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q6Vmq6

품목 번호: CM0016944



소개

인간 ATF7IP에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 마우스와 교차 반응함. 전사 조절, 염색질 재구성 및 암 연구에 유용함.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	ATF7IP Rabbit pAb
비고/별칭	AM; MCAF; p621; MCAF1; ATF-IP; ATF7IP1; ATF7IP
종	인간
유전자 ID (인간)	55729
면역원	인간 ATF7IP (NP_060649.3)의 아미노산 525-725에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q6VMQ6
단백질 분자량	136kDa
배송	아이스백